



4,3000	LINEA ESSE	LINEA PATAVIUM 2020	LINEA PATAVIUM 2020 NEW	VIRTUOSUS 2020	CARVING	UNIVERSAL TOP
System mocowania rękawów	od góry / od dołu / kart	od góry	od góry	od góry	od góry / od dołu / kart	od góry / od dołu / kart
Standardowa Ilość rękawów na stoliku lekarza	5 / 4 / 4	5	5	5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
Maksymalna ilość rękawów po rozbudowie stolika lekarza	6 / 4 / 4	6	6	5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
STOLIK LEKARZA						
1. Strzykawko - dmuchawka LUZZANI	3 F Minimate	3 F Minimate	3 F Minimate	3 F Minimate	3 F Minilight	3 F Minilight
2. Lampa polimeryzacyjna TKD	MOON / ---- / ----	MOON	MOON	MOON	MOON	MOON
3. Skaler piezoelektryczny	TKD	EMS	EMS	EMS	EMS	EMS
4. Rękaw z mikrosilnikiem Bien Air ze światłem LED i funkcją "chip blower"	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED
5. Rękaw turbinowy ze światłem z funkcją "chip blower"	•	•	•	•	•	•
Inne wyposażenie						
Obrotowa taca na narzędzia z nakładką do sterylizacji [cm]	28 x 25 / ---- / ----	28 x 25	28 x 25	28 x 25	37 x 27 / ---- / ----	37 x 27 / ---- / ----
FUNKCJE KŁAWIATURY STOLIKA LEKARZA						
Sterowanie fotelem						
Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela	•	•	•	•	•	•
Wywoływanie automatycznej pozycji "0"	•	•	•	•	•	•
Wywoływanie automatycznej pozycji "płukanie ust pacjenta"	•	•	•	•	•	•
Wywoływanie automatycznej pozycji "last position "	•	•	•	•	•	•
Ilość dodatkowo programowanych i wywoływanych programów fotela	1	3	3	3	3	3
Inne funkcje						
Napełnianie szklanki wodą	•	•	•	•	•	•
Splukiwanie spluwaczki	•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie światła w końcówkach	•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie spreju w końcówkach	•	•	•	•	•	•
Wyświetlacz cyfrowy na klawiaturze	—	•	•	•	•	•
Regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skatera na wyświetlaczu	—	•	•	•	•	•
Przycisk wyboru trybu pracy mikrosilnika i skatera (stała / progresywna)	—	•	•	•	•	•
Przycisk ' + ' zwiększania i ' - ' zmniejszania parametrów pracy	—	•	•	•	•	•
Programowanie / wywoływanie parametrów pracy mikrosilnika (3 programy)	—	•	•	•	•	•
Wybór trybu pracy skatera (skaling, endo, perio)	—	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie lampy głównej unitu	—	•	•	•	•	•
Przycisk ' OK ' do zatwierdzania parametrów programowania	—	•	•	•	•	•
Wolny przycisk do wezwania np. asysty	—	•	•	•	•	•
Regulacja natężenia światła w końcówkach	—	•	•	•	•	•
Wybór wody do spreju końcówek woda destylowana / woda miejska	—	•	•	•	•	•
Ilość dodatkowych użytkowników z indywidualnymi parametrami pracy	—	3	3	3	3	3



4,3000	LINEA ESSE	LINEA PATAVIUM 2020	LINEA PATAVIUM 2020 NEW	VIRTUOSUS 2020	CARVING	UNIVERSAL TOP
Sterowanie funkcjami ENDO (aktywne przy zainstalowanym mikrosilniku z f. ENDO)	—	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Dotykowa klawiatura panelu sterowania " TOUCH"	—	opcja	•	—	opcja	opcja
Dotykowa klawiatura panelu sterowania " FULL TOUCH COLOUR "	—	opcja	opcja	—	opcja	opcja
ZESPÓŁ SPLUWACZKI						
Blok spluwaczki	nieodchylany	nieodchylany	nieodchylany	nieodchylany	odchylany	kolumna
Odchylenie bloku spluwaczki do 90°	opcja	opcja	opcja - odchylenie do 45°	—	•	—
Miska spluwaczki	zintegrowana z blokiem spluwaczki	zintegrowana z blokiem spluwaczki	odchylana	odchylana	odchylana	odchylana
SYSTEM SSAKA						
Ruch stolika asysty w stosunku do bloku spluwaczki	obrotowy	obrotowy	obrót + wychylenie	obrotowy	obrót + wychylenie	obrót + wychylenie
2 przewody ssące z regulacją siły ssania: duży ssak + mały ssak (ślinociąg)	•	•	•	•	•	•
Wyłącznik bezpieczeństwa stolika asysty	•	•	•	•	•	•
Separator wodno - powietrzny METASYS ECO	•	•	•	•	•	•
LAMPA GŁÓWNA						
Lampa operacyjna LED - FARO MAIA	•	•	•	•	•	•
Ciągła i skokowa regulacja natężenia światła 3 000 - 45 000 [lux]	•	•	•	•	•	•
Automatyczne wł./wył. lampy przy wywoływaniu "0" "pł. ust" i "last pos."	—	•	•	•	•	•
FOTEL						
Model fotela	ARCADIA EXT	ARCADIA EXT	ARCADIA EXT	ARCADIA EXT	MOON	MOON na kolumnie
Zaglówek z II przegubami i możliwością obrotu o 180°	•	•	•	•	•	•
Automatyczne programy: "0", "ptukanie ust", "last position"	•	•	•	•	•	•
Ilość dodatkowych programów	3	3	3	3	3	3
Wywoływanie programów przyciskami w fotelu: O - oparcie P - podstawa	O	O	O	O	P	—
Wywoływanie programów na stolikach : L - stół lekarza, A - stół asysty	L	L + A	L	L + A	L + A	L + A
Płynne sterowanie fotela na stoliku lekarza	•	•	•	•	•	•
Płynne sterowanie fotela na stoliku asysty	—	•	•	•	•	•
Płynne sterowanie fotela w oparciu fotela	•	•	•	•	—	—
Płynne sterowanie fotela w sterowniku nożnym	•	•	•	•	•	•
Kompensacja wysokości oparcia	opcja	opcja	opcja	opcja	•	•
Wyłącznik bezpieczeństwa	podstawa	podstawa	podstawa	podstawa	oparcie	oparcie
Lewy podłokietnik	stały	stały	stały	stały	synchr.	synchr.
Prawy uchylny podłokietnik	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja



4,3000		LINEA ESSE	LINEA PATAVIUM 2020	LINEA PATAVIUM 2020 NEW	VIRTUOSUS 2020	CARVING	UNIVERSAL TOP
STEROWNIK NOŻNY							
Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela		•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie przedmuchu w turbinie i mikrosilniku		•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie spreju w końcówkach		•	•	•	•	•	•
Regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika i mocy skalera		•	•	•	•	•	•
Zmiana kierunku obrotów mikrosilnika - lewe /prawe obroty		—	•	•	•	•	•
Blokada ruchu fotela		•	—	—	—	—	—
Włączanie / wyłączanie lampy głównej unitu		—	•	•	•	•	•
CENA							
(A) Cena unitu w. STANDARD (rękawy "od góry")	EUR	14 100	14 700	16 100	15 200	17 500	18 400
bez końcówek, kompresora i pompy - brutto (z 8% VAT)	PLN	60 630	63 210	69 230	65 360	75 250	79 120
KOŃCÓWKI , KOMPRESOR I POMPA SSĄCA		Cena detaliczna	Cena detaliczna	Cena detaliczna	Cena detaliczna	Cena detaliczna	Cena detaliczna
Kątnica turbinowa NSK M 900L	EUR	540	540	540	540	540	540
	PLN	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322
Szybkozłączka NSK PTL-CL-LED do turbiny	EUR	230	230	230	230	230	230
	PLN	989	989	989	989	989	989
Kątnica NSK M 25L do mikrosilnika	EUR	570	570	570	570	570	570
	PLN	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451
Kompresor DK-50.10 Z EKOM	EUR	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
	PLN	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263
Pompa ssąca (sucha) VAC 1s METASYS	EUR	750	750	750	750	750	750
	PLN	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225
Razem wartość detaliczna dodatkowego wyposażenia unitu w. STANDARD (rękawy 'od góry')	EUR	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314	3 314
	PLN	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250
Rabat przy zakupie dodatkowego wyposażenia razem z unitem - 15%	EUR	-497	-497	-497	-497	-497	-497
	PLN	-2 137	-2 137	-2 137	-2 137	-2 137	-2 137
(B) Cena dodatkowego wyposażenia unitu w.STANDARD (rękawy "od góry") uwzględniająca rabat	EUR	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817
	PLN	12 113	12 113	12 113	12 113	12 113	12 113
A + B CENA UNITU WERSJI STANDARD (rękawy od góry) Z KOŃCÓWKAMI, KOMPRESOREM I POMPĄ SSĄCĄ							
(A) Wartość unitu w. STANDARD (rękawy "od góry") bez końcówek, kompresora i pompy ssącej	EUR	14 100	14 700	16 100	15 200	17 500	18 400
	PLN	60 630	63 210	69 230	65 360	75 250	79 120
(B) Wartość końcówek, kompresora i pompy ssącej uwzględniająca rabat	EUR	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817
	PLN	12 113	12 113	12 113	12 113	12 113	12 113
(A+B) Cena unitu w. STANDARD (rękawy "od góry") z dodatkowym wyposażeniem - brutto (z 8% VAT)	EUR	16 917	17 517	18 917	18 017	20 317	21 217
	PLN	72 743	75 323	81 343	77 473	87 363	91 233